



西安莱安工贸有限公司

www.kejinglaian.com

报价单

TO: 陕西师范大学

序号	名称	型号	厂家	单位	数量	销售价 (RMB)	金额 (RMB)
1	离子色谱仪	EP-2000	北京历元	台	1	136,600.00	136,600.00
合计: 人民币壹拾叁万陆仟陆佰元整 136600.00元人民币							

本报价含税含运费, 货期14天
质保期1年

单位: 西安莱安工贸有限公司
销售经理(Sale Engineer): Xiaojing Wang(王晓静)
实验室热线(Tel): 029-89334672
手机(Mobile): 18992877973
QQ\微信:124740084
税号: 91610103663184605J
注册地址: 西安市东二环南段1号东南春晓2号楼1402室
电话: 029-68612256
开户行: 西安银行股份有限公司兴庆南路支行
账号: 313011510000045914



西安莱安工贸有限公司

www.kejinglailian.com

产品名称：离子色谱仪

型号 EP-2000

厂家：北京历元

配置及技术参数：

EP-2000型阳离子色谱仪，台式分析仪器，积块式设计。室温运行。

阳离子：一次进样分析Li⁺、Na⁺、K⁺、NH₄⁺、Mg²⁺、Ca²⁺……

输液泵：双HP-3525串联式双柱塞输液泵，液路接触部分全塑材料

流量设定值允许误差：(0.2-0.5) mL/min, ±5%

(0.5-1.0) mL/min, ±3%

大于1.0 mL/min, 2%

流量稳定性：(0.2-0.5) mL/min ≤3%

(0.5-1.0) mL/min ≤2%

大于1.0 mL/min ≤2%

进样方式：手动进样操作，阀切换后同步启动数据采集。

色谱柱箱：恒温运行

一块

检测器：SD-2双电导检测器

分辨率：≤0.002ns

基线噪声：≤0.001μS/cm；基线漂移：≤0.02μS

电导检测量程：0~35000 μS/cm

温度补偿：1.7%/℃

恒温精度：5-60±0.01℃

电导池体积：≤1.0 μL

抑制器：MES-100A/MES-100C内置双极电导池离子抑制器

色谱分析柱：pH0~14的工作范围，100%兼容反相试剂，可使用强酸强碱淋洗液，免费提供色谱柱的维修和再生服务；NH₄⁺专用色谱柱；线性范围：≥103

分析重现性：优于1.5% (SO₄²⁻-测试) 线性范围：≥103，连续自动再生微膜抑制器：自动再生膜抑制低背景电导，低噪声，基线稳定快

正压全石英反应器：采用熔接技术一体成型，侧照使光照直接接触反应溶液，含控温水套夹层，可通水控温

通讯方式：数据传输仪器控制、数据采集传输方式为无线通讯模式

仪器控制：计算机控制仪器运行、数据采集、数据处理、数据存储。

控制软件：EASY2016AIO 色谱工作站

进口阳离子色谱柱【消耗品不在保修范围内】

一支

进口阳离子色谱柱保护柱【消耗品不在保修范围内】

一支

溶剂盒：放置超纯水容器

一个

随机备品备件：

一套

随机工具：仪器维护工具包

一套